

Protein A beads / Protein G beads

IgG精製、免疫沈降を短時間で行いたい方にお薦め！




■ 使用例

● 使用例1

Protein A beads及びProtein G beadsにて、細胞破碎液中に添加したIgGをアフィニティ精製。

● 使用例2

IgG(HSA抗体)固定化Protein A beads及びProtein G beadsを用いて、細胞破碎液中に添加した抗原(HSA)をアフィニティ精製。




■ 用途

- IgG精製
- クロマチン免疫沈降(ChIP)
- 免疫沈降(IP)
- タンパク質の分離

■ 特徴

- 短時間 (免疫沈降が最短30分で可能)
- 高純度 (非特異的吸着がほとんどない)
- 高回収率 (IgG結合量は他社の2倍以上)



2例共非特異的吸着がなく、高純度・高回収率にて精製されています。

■ 希望小売価格

品名	型式	内容量	希望小売価格
Protein A beads	TAS8848N1172	5mg	35,000円
		10mg	50,000円
Protein G beads	TAS8848N1173	20mg	80,000円

*ご注文の際は内容量を明記願います。

【技術的なお問合せ】

多摩川精機株式会社 第3事業所製造部
〒395-8515 長野県飯田市大休1879
E-mail : FGbeads@tamagawa-seiki.co.jp
TEL: 0265-21-0501 FAX : 0265-21-1896

【ご注文・販売に関するお問合せ】

多摩川精機販売株式会社
北関東営業所 TEL : 048-833-0733 FAX : 048-833-0766
名古屋営業所 TEL : 0568-35-3533 FAX : 0568-35-3534
福岡営業所 TEL : 092-437-5566 FAX : 092-437-5533